



KIYOMI
estética dental

ESPECIALISTAS EN
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

OFERTAS 2025

Válido hasta el 31 de diciembre de 2025 o fin de existencias

K-BLEACH

16% HOME

**BLANQUEAMIENTO DENTAL
DE USO DOMICILIARIO**



ILUMINA LA
SONRISA DE
TUS PACIENTES



3+1

~~14'53 €~~

Precio caja con jeringa de 2g

13'81 €

Ref. KYMAFLOWB0J (B0,5)
 Ref. KYMAFLOWA1J (A1)
 Ref. KYMAFLOWA2J (A2)
 Ref. KYMAFLOWA3J (A3)

El precio de la unidad en oferta

10,36 €

ASTER FLOW

RESINA COMPUESTA

Resina microhíbrida de excelente viscosidad, con un 72% de carga de relleno, para restauraciones poco invasivas. Disminuye las microfracturas generadas por las tensiones durante la masticación.

- Excelente fluidez.
- Alta resistencia mecánica a la masticación.
- Baja contracción de polimerización.

Aster Flow está indicado para:

- Sellado de fosas y fisuras.
- Restauraciones poco invasivas.
- Base de restauraciones directas.
- Preparado en túnel.
- Reparación de defectos de esmalte.
- Restauración en diente decíduo (diente de leche o temporal).
- Clases III y V.

COLORES DISPONIBLES:
A1, A2, A3 y B0,5 (jeringa 2 g)



72%
 DE CARGA

Fuente: Dr. Joaquín Prario



ASTER

RESINA COMPUESTA NANOHÍBRIDA

Resina fotocurable microhíbrida con partículas nanohíbridas para restauraciones directas e indirectas de dientes anteriores y posteriores. Tamaño medio de partícula 0,5 µm.

- ▶ Proceso innovador de silanización para una mayor consistencia y mejor manejo.
- ▶ 4 niveles de translucidez.
- ▶ Opalescencia y fluorescencia.
- ▶ Excelentes propiedades mecánicas.
- ▶ Pulido y brillo aún mayor.

Aster está especialmente indicado para sector anterior y posterior (clase I, II, III, IV y V).

FIDELIDAD DE COLOR

Los colores de esmalte y dentina siguen la escala VITAPAN Classical fielmente.



Por la compra de 3 JERINGAS, recibe 1 MÁS sin cargo (la de menor importe)

~~19'87 €~~
Precio caja con jeringa de 4g

18'87 €

Ref. KYMASDA1JER (DA1)
Ref. KYMASDA2JER (DA2)
Ref. KYMASDA3JER (DA3)
Ref. KYMASEA1JER (EA1)
Ref. KYMASEA2JER (EA2)
Ref. KYMASEA3JER (EA3)

El precio de la unidad en oferta

14,15 €

~~14'53 €~~
Precio caja con jeringa de 2g

13'81 €

Ref. KYMASB05JER (B0,5)


El precio de la unidad en oferta

10,36 €

COLORES DISPONIBLES:

Dentina DA1, DA2 y DA3 (jeringa 4 g)
Esmalte EA1, EA2 y EA3 (jeringa 4 g)
B0,5 (jeringa 2 g)

Fuente: Dra. Ana Gabriela Alvarado Ramírez



TAPA FLIP-TOP

Tapa de fácil manejo, se puede abrir y cerrar con una sola mano, y con cierre hermético que garantiza la conservación de la resina.



ERGONÓMICA

El diseño del cuerpo de la jeringa es anatómico para que se ajuste perfectamente a la palma de la mano.



CON SISTEMA DE FÁCIL
RETIRADA DE SOBRENTE.

DUAL CEM

COLORES
DISPONIBLES:
A1, A2, A3 y TRANS
(jeringa automezcla 5 g)

CEMENTO RESINOSO DUAL

3+1

~~38'37 €~~

Precio caja con jeringa
automezcla de 5g

36'45 €

Ref. KYMDUALCTRJ (Trans)
Ref. KYMDUALCA1J (A1)
Ref. KYMDUALCA2J (A2)
Ref. KYMDUALCA3J (A3)

El precio de la
unidad en oferta

27,34 €

Cemento **definitivo de fraguado dual** para la cementación de coronas, puentes, postes de fibra de vidrio e incrustaciones. Especialmente diseñado para la **cementación de disilicato de litio, metal, zirconio, fibra de vidrio, composite y materiales híbridos.**

- Dos tipos de curado: auto y foto.
- Alta resistencia y seguridad de sellado.
- Manejable: contiene propiedades reológicas para una manipulación sencilla.
- Elevadas propiedades mecánicas.
- Altamente radiopaco.

Dual Cem está indicado para:

- Coronas, puentes, postes, incrustaciones.



JERINGA
AUTOMEZCLA

Proporción 1:1

Fuente: Dr. Leandro Gomila



K-BOND+ UNIVERSAL

CIERRE SMART-LOCK
Doble cierre inteligente para más seguridad y menor evaporación.

ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE

Sistema **adhesivo universal fotocurable** para esmalte y dentina con un gran poder de adhesión para resultados más duraderos. **Sin alteraciones de color**, no interfiere en la estética de la restauración y cementación final.

- MDP potencializado: doble poder adhesivo.
- Varios protocolos de grabado: autograbado, grabado selectivo y grabado total.
- Disminuye sensibilidad posoperatoria.
- Libre de BPA.
- No interfiere en el resultado final.
- Primer + bond en el mismo bote.
- Solvente etanol.



Libre de bisfenol




Bote 5 ml



MDP
potencializado



ASPECTO INCOLORO
No interfiere en la estética de restauraciones y cementaciones.



3+1

~~38,63 €~~
Precio caja con bote de 5 ml

36,70 €

Ref. KYMKBONDJER

El precio de la unidad en oferta

27,53 €

Fuente: Dr. Joaquín Prario



DIENTES MÁS BLANCOS CON GRANDES RESULTADOS



INHIBIDOR DE CALOR,
NO DESHIDRATA.

K-BLEACH 35% CLINIC



SESIONES DE
15 MINUTOS CON
CAMBIO DE COLOR

BLANQUEAMIENTO CLÍNICO

Blanqueamiento dental a base de **Peróxido de Hidrógeno al 35%** para dientes vitales y no vitales en clínica.

- Con bloqueador de calor.
- Contiene nitrato de potasio y fluoruro de sodio para reducir la hipersensibilidad.
- Evita desperdicios: presentación en dos frascos, peróxido y espesante, para mezclar la cantidad necesaria en cada aplicación.



3+1

CADA KIT CONTIENE:

- 1 frasco de peróxido de hidrógeno.
- 1 frasco de espesante.
- 1 frasco de solución neutralizante del peróxido (Neutralize).
- 1 espátula.
- 1 placa para preparación de gel.
- 1 jeringa de K-Dam.

~~88'57 €~~
Precio kit

84'14 €

Ref. KYMKBL35KIT

El precio de la
unidad en oferta

63,10 €

18

APLICACIONES

Fuente: Dr. Leandro Gomila





EXCELENTE PODER DE SELLADO.

NO IRRITA LOS TEJIDOS GINGIVALES.

3+1

~~14'50 €~~
 Precio caja con jeringa de 2g
13'78 €

Ref. KYMK-DAMJER

El precio de la unidad en oferta **10,34 €**

COLOR DISPONIBLE:
AZUL (jeringa 2 g)

K-DAM

BARRERA GINGIVAL

Resina **fotocurable** para **aislamiento total o parcial** de la encía.

- Excelente tixotropía, no escurre.
- Aplicación directa.
- Fácil de eliminar.

K-DAM está indicado para:

- Aislamiento total para blanqueamientos dentales en clínica.
- Aislamiento parcial: dique de piezas aisladas.

K-BLEACH RM

REMOVEDOR DE MANCHAS POR MICROABRASIÓN

REVITALIZA TU SONRISA

Microabrasivo a base de ácido clorhídrico al 6% y carburo de silicio para eliminar manchas por fluorosis, hipoplasia superficial del esmalte, defectos estructurales que pigmentan y manchas blancas de caries inactivas.



3+1

~~24'07 €~~
 Precio caja con jeringa de 2g
22'86 €

Ref. KYMKBLRMJER

El precio de la unidad en oferta **17,15 €**

MÍNIMAMENTE INVASIVO

COLOR GRIS PARA FACILITAR SU APLICACIÓN



K-BLEACH 16% HOME

BLAQUEAMIENTO DENTAL DE USO DOMICILIARIO

Blanqueamiento dental casero a base de peróxido de carbamida al 16% bajo supervisión del odontólogo.

- Grandes resultados en menos tiempo.
- Disponible en kit de 4 jeringas de 3 ml cada una y en kit de 2 jeringas de 3 ml + 1 jeringa de K-Desens 5% de 3 ml.

3+1

Por la compra de 3 KITS, recibe 1 MÁS sin cargo (el de menor importe)

~~36'33 €~~

Precio kit 4 jeringas de 3 ml

34'52 €

Ref. KYMKBL16KT4

El precio de la unidad en oferta **25,90 €**

~~32'67 €~~

Precio kit 2 jeringas de 3 ml + 1 jeringa de K-Desens 5% de 3 ml

31'03 €

Ref. KYMKBL16KTD

El precio de la unidad en oferta **23,27 €**



3+1

K-DESENS 5%

GEL DESENSIBILIZANTE

Gel de baja viscosidad con nitrato de potasio, diseñado para aliviar la hipersensibilidad dental.

- Para tratar la hipersensibilidad dental: antes, durante o después del blanqueamiento, y en casos de recesión gingival o tratamiento periodontal.

~~16'33 €~~

Precio jeringa 3 ml

15'52 €

Ref. KYMKFDESENS

El precio de la unidad en oferta **11,64 €**



KIRA

LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN INTELIGENTE

La lámpara de polimerización Kira de Kiyomi, reconocida por su **avanzada ergonomía** y notable **durabilidad**, proporciona un manejo cómodo y altamente eficiente. Su cabezal metálico, con un **diámetro ideal de 10 mm**, está excelentemente diseñado para realizar fotopolimerización en cualquier zona de la boca, ya sea en dientes anteriores y molares. La **precisión y eficacia** de Kira son esenciales para garantizar tratamientos dentales de la más alta calidad.

¡OFERTA!

Por la compra de 1.500€
en productos KIYOMI recibe
una lámpara Kira sin cargo

~~400'00 €~~
Precio unidad

380'00 €

Ref. 6580035



DISEÑO
ERGONÓMICO



MUY
LIGERA



AUTOAPAGADO



AMBIDIESTRO



BATERÍA DE
LARGA DURACIÓN



KIRA ES PLANA CONVIRTIÉNDOLA
EN LA **HERRAMIENTA PERFECTA**
PARA TRABAJAR EN MOLARES.

MÚLTIPLES OPCIONES DE CURADO

Kira ofrece seis modos de uso para adaptarse a diversas situaciones clínicas:

M0

M1



M2

MODO M0, M1 Y M2

Ajuste de intensidad lumínica entre 1.000 mW/cm², 1.500 mW/cm² o 2.300 mW/cm², con una longitud de onda de 385 Nm a 515 Nm, cubriendo un amplio espectro.

MODO RAMPA

Aumenta gradualmente la intensidad de luz desde 0 hasta 1.000mW/cm² durante los primeros 5 segundos y luego se mantiene constante emitiendo un sonido cada 5 segundos.



MODO PULSE

Emite una **intensidad de luz** de 1.000mW/cm² que **parpadea una vez por segundo** y emite un sonido cada 5 segundos.

MODO DETECCIÓN

Su intensidad de luz es de 600mW/cm² con una **longitud de onda entre 385nm y 410nm**. Al presionar el botón de activación, la luz se activa de manera inmediata y emite un sonido cada 5 segundos.



DATOS TÉCNICOS

Tamaño: 24x21x230 mm

Peso neto: 109 g

Tamaño de la lente: 11 mm

Fuente de alimentación:
>1200 veces, 3 seg luz máxima

UNA SIMBIOSIS PREVENTIVA ALTAMENTE EFECTIVA DE HIDROXIAPATITA Y FLUORURO

APACARE® REMINERALIZA Y REPARA LOS DEFECTOS DEL ESMALTE

El esmalte líquido, también conocido como hidroxapatita médica, que contiene ApaCare® estimula la remineralización de los dientes, reduce la sensibilidad y la hipersensibilidad y actúa como agente blanqueador natural.

APACARE® PASTA REMINERALIZANTE

ALISA, SELLA Y BLANQUEA LOS DIENTES

La pasta dentrífica ApaCare® contiene fluoruro de sodio (1.450 ppm de ion flúor), esmalte líquido que se adhieren en la superficie de los dientes durante el cepillado y 10% de hidroxapatita.



APTO PARA ADULTOS Y NIÑOS.



ESPECIALMENTE ADECUADO EN CASO DE UNA ALTA TENDENCIA A CARIES, DIENTES SENSIBLES O DESPUÉS DE COMIDAS ÁCIDAS.



APACARE® LIQUID

DIENTES MÁS SUAVES Y BRILLANTES



REDUCE LAS CARIES INCIPIENTES Y LAS BACTERIAS PERIODONTALES.



CONTIENE ACEITES ESENCIALES QUE COMBATEN LAS BIOPELÍCULAS Y BACTERIAS PATÓGENAS.

APACARE® BARNIZ

DESENSIBILIZANTE HOME


REPARACIÓN INTENSIVA



CAPA PROTECTORA TOTALMENTE BIOCOMPATIBLE.

- Contiene un 20% de hidroxapatita.
- Pincel de aplicación en la tapa para facilitar su aplicación.





REDUCE CONSIDERABLEMENTE LA SENSIBILIDAD.



ALTAMENTE ENRIQUECIDO CON UN 10% DE HIDROXIAPATITA.



NO CONTIENE SUSTANCIAS ABRASIVAS (RDA<10).



APACARE® REPAIR REPARACIÓN INTENSIVA

Gel reparador, desensibilizante y blanqueador.

ApaCare Repair está altamente enriquecido con hidroxiapatita médica (10%).

El esmalte dental líquido (hidroxiapatita médica) protege los dientes con una capa protectora muy fina. Los dientes se blanquean y se recubren con una capa brillante que repele las bacterias y la placa. Reduce considerablemente la sensibilidad, repara las caries incipientes, los poros y las asperezas, y ayuda a frenar la progresión de las manchas blancas. ApaCare Repair no contiene sustancias abrasivas (RDA <10).

*Uso en casa bajo prescripción médica. **

~~17'48 €~~

Tubo de 30 ml.

15'73 €

Ref. 1001620

APACARE® PROFESSIONAL

PARTÍCULAS INNOVADORAS DE LIMPIEZA PARA GRANDES RESULTADOS

Pasta de pulido a base de hidroxiapatita médica y fluoruro de sodio para higiene dental profesional.



ELIMINA EFICAZMENTE LA PLACA Y LA COLORACIÓN.



ESPECIALMENTE RECOMENDADO TRAS UNA TERAPIA PERIODONTAL Y UNA HIGIENE DENTAL PROFESIONAL.

~~36'85 €~~

Tubo de 75 ml.

33'17 €

Ref. 1000932

APACARE® BARNIZ DESENSIBILIZANTE REPARACIÓN INTENSIVA

Laca adhesiva natural para remineralización en caso de dientes sensibles o caries incipientes.

- Contiene un 20% de hidroxiapatita.



CAPA PROTECTORA TOTALMENTE BIOCOMPATIBLE.



HIDROXIAPATITA MÉDICA.



~~23'89 €~~

Frasco con 5 ml.

21'50 €

Ref. 1040100

ILUMINAMOS SONRISAS



KIYOMI
estética dental



www.kiyomidental.com



IPG Dental