

CATÁLOGO

2026

V.O.1

IVA não incluído

Vittrea

O poder da magnificação

VÍTTREA MEDICAL



“

A nossa missão é fornecer-lhe **ópticas de alta qualidade** para **melhorar a precisão** do diagnóstico, promover uma **postura saudável e aliviar a tensão ocular**. ”

O PERCURSO DE VÍTTREA

Fazemos parte do IPG Dental Group, uma empresa com mais de 15 anos de experiência, composta pelos **melhores profissionais do setor**.

Nascemos ao identificar nos nossos clientes a necessidade de oferecer **produtos personalizados com aconselhamento óptico adaptado**. Desde então, a nossa tecnologia de ponta acompanha a prática clínica de milhares de profissionais, proporcionando-lhes **uma visão melhorada e de maior segurança nos seus tratamentos**, assim como **uma melhoria nos seus hábitos posturais**.




Formamos parte
de IPG Dental Group





PORQUÊ ERGONOMIA E MAGNIFICAÇÃO?



PRECISÃO

Aumenta a capacidade de ver em pormenor:
permite realizar diagnósticos mais precisos e tratamentos menos invasivos.



ERGONOMIA POSTURAL

Melhora os hábitos posturais:
aumenta o tamanho da imagem, permitindo trabalhar a uma maior distância do paciente.




PORMENORES

Diminui a tensão visual:
as imagens de maior tamanho reduzem o esforço que os nossos olhos têm de fazer, oferecendo uma imagem melhorada e de alta resolução.

QUAIS LUPAS SÃO ADEQUADAS PARA O SEU TRABALHO?

A nossa equipa de **optometristas e especialistas de produto** realiza o estudo de **medidas individualizadas** na sua clinica e ajuda-o a selecionar o aumento e o tipo de armação mais adequado.

Todas as nossas lupas são personalizáveis:



DISTÂNCIA INTERPUPILAR À MEDIDA



DISTÂNCIA DE TRABALHO PERSONALIZÁVEL



POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO OCULAR



LUPAS ERGO V

3 ampliações numa só lupa

Permitem alcançar a máxima precisão em cada procedimento clínico, sendo possível alternar facilmente de uma ampliação para outra, sem alterar a distância de trabalho. São muito leves e confortáveis, mesmo na sua versão Pro.



Ergo V



Ergo V Pro

Ergo V

Magnificação

Distância de trabalho (mm)

Campo de visão (mm)

Profundidade de campo (mm)

Armação incluída*

3,8x

450 • 500 • 550

105 • 125 • 155

95 • 105 • 110

5,3x

450 • 500 • 550

68 • 76 • 84

72 • 80 • 88

59 g

7x

450 • 500 • 550

45 • 50 • 55

42 • 52 • 62

Ergo V Pro

Magnificação

Distância de trabalho (mm)

Campo de visão (mm)

Profundidade de campo (mm)

Armação incluída*

5,6x

450 • 500 • 550

65 • 75 • 85

70 • 78 • 86

7,4x

450 • 500 • 550

42 • 47 • 52

45 • 55 • 65

63 g

10x

450 • 500 • 550

30 • 35 • 40

35 • 43 • 50

*Armação Blues



LIGERAS



ERGONÓMICAS



VERSATILIDAD
INIGUALABLE



MÁXIMO
CONFORT

AS PRIMEIRAS LUPAS
ERGO DO MUNDO COM O
PODER DA **MAGNIFICAÇÃO
VARIÁVEL**

LUPAS
ERGO V

3.8X

5.3X

7X

PVP-5.747 €-
PROMOÇÃO

5.173 €

LUPAS
ERGO V PRO

5.6X

7.4X

10X

PVP-6.304 €-
PROMOÇÃO

5.673 €



LUPAS GALILEO

Tua visão mais ampla que nunca

A solução perfeita para cobrir as principais necessidades em magnificação, para uma adaptação natural e rápida. Ideais para uso contínuo.



PERSONALIZÁVEIS




AMPLA ÁREA
DE VISÃO



LEVES



ERGONÓMICAS



ADAPTAÇÃO
FÁCIL



Magnificação	Distância de trabalho (mm)	Campo de visão (mm)	Profundidade de campo (mm)	Armação incluída*
2,5x	350 • 400 • 450	105 • 120 • 135	105 • 130 • 160	49 g
2,7x	350 • 400 • 450	90 • 100 • 110	90 • 110 • 135	41,5 g
3,2x	350 • 400 • 450	75 • 85 • 95	60 • 75 • 90	42 g



“

Todos os cirurgiões que realizamos cirurgia facial, ou oftalmologistas dedicados à oculoplástica, cirurgias plásticas, otorrinolaringologistas, maxilofaciais, etc., vamos notar uma **melhoria na nossa qualidade de vida durante as cirurgias**, sentindo-nos **mais confortáveis** e alcançando resultados muito superiores.”



Dr. César Hita

OFTALMOLOGISTA
ESPECIALIZADO EM
CIRURGIA OCULOPLÁSTICA
E MEDICINA ESTÉTICA

Utilizador de Galileo 2.7X

Dra. Alicia Galindo
ESPECIALISTA EM
OCULOPLASTIA
Utilizador de Ergo 3.2X



“

A combinação das lupas com a luz proporciona **conforto e precisão** durante as longas horas de cirurgia.”

”

Visite a nossa página web para conhecer mais testemunhos dos nossos clientes.



2.5X

PVP 1.648 € -
PROMOÇÃO
1.483 €

2.7X

PVP 1.772 € -
PROMOÇÃO
1.594 €

3.2X

PVP 1.895 € -
PROMOÇÃO
1.706 €



Libertam tensões

Evitam a inclinação do pescoço, aliviando-o de tensões.



Corrigem a postura

Permitem um posicionamento adequado da coluna vertebral.



Evitam desconfortos musculares

Eliminam dores nas costas e distúrbios musculoesqueléticos.

LUPAS ERGO

A revolução postural

As primeiras lupas no mercado totalmente ergonómicas. Um design revolucionário que te permite visualizar sem inclinar o pescoço e manter a tua coluna direita. A sua extraordinária leveza e qualidade ótica de primeira irão surpreender-te.

Magnificação	Distância de trabalho (mm)	Campo de visão (mm)	Profundidade de campo (mm)	Armação incluída*
3x	450 • 500 • 550	110 • 130 • 155	95 • 105 • 115	50 g
4x	450 • 500 • 550	85 • 95 • 105	80 • 90 • 100	50,5 g
5x	450 • 500 • 550	70 • 78 • 86	70 • 80 • 90	52 g
6x	450 • 500 • 550	50 • 56 • 62	55 • 65 • 75	52 g
7,5x	450 • 500 • 550	40 • 45 • 50	40 • 50 • 60	53 g
10x	450 • 500 • 550	30 • 35 • 40	30 • 37 • 45	55 g

“

Os meus pacientes notam:
a qualidade da sutura melhora
graças à magnificação.
A diferença está nos detalhes.

”



Dr. Samuel Espías
CIRURGIÃO MAXILOFACIAL
E ESPECIALISTA EM
BLEFAROPLASTIA
Utilizador de Ergo 4X

Dr. Juan María Pardo
ESPECIALISTA EM
CIRURGIA ORTOPÉDICA E
TRAUMATOLOGIA
Utilizador de Ergo 5X



“

Incorporei as lupas Ergo em todas as minhas
cirurgias, mas onde noto especialmente a
sua grande aplicabilidade é nas **cirurgias do
nervo periférico e na microcirurgia**, em que é
necessária uma **maior exigência**.

”

Visite a nossa página web para conhecer mais testemunhos dos nossos clientes.



A GAMA DE
AMPLIAÇÕES MAIS
COMPLETA DO
MERCADO

3X

PVP 3.008 €—
PROMOÇÃO
2.707 €

4X

PVP 3.214 €—
PROMOÇÃO
2.892 €

5X

PVP 3.378 €—
PROMOÇÃO
3.041 €

6X

PVP 3.584 €—
PROMOÇÃO
3.226 €

7.5X

PVP 3.832 €—
PROMOÇÃO
3.448 €

10X

PVP 4.202 €—
PROMOÇÃO
3.782 €



VISITE O NOSSO CONFIGURADOR DE LUPAS



Oferecemos uma variedade de opções personalizáveis para que tu possas selecionar a lupa ideal, adaptando-se perfeitamente ao teu foco e estilo de trabalho.

www.vittrea.com



ARMAÇÕES

A seleção da armação é tão importante como escolher a magnificação correta.

✓ Duradoura ✓ Leve ✓ Confortável ✓ Resistente

Soul



Blues



✓ Titânio ✓ Disponível em dois tamanhos ✓ Muito leve ✓ Unissexo ✓ Haste flexível ✓ Ponte anatómica

Jazz



Indie



Swing



Se é utilizador de óculos, a sua graduação pode ser incorporada tanto na lente interna da lupa como na lente externa. Consulte o preço de acordo com a sua prescrição óptica.

SISTEMA DE LUZES

Chega aos cantos mais escuros com as luzes LED da Víttea.



MAXIMIZA O DESEMPENHO DA TUA LENTE DE AUMENTO

- 1 Aumentam a definição dos pormenores
- 2 Melhoram o contraste
- 3 Reproduzem as cores de forma natural

Ao comprar a tua lupa, obtém

30%

de desconto no teu sistema de luz

LUZ LED SEM FIOS

BUTTERFLY-EVO

**Intensidade de luz
otimizado:** 35.000 lx
Peso: 24 g

PVP 1.619 €

PROMOÇÃO
1.457 €

BUTTERFLY-S EVO

**Intensidade de luz
otimizado:** 55.000 lx
Peso: 29,5 g

PVP 1.729 €

PROMOÇÃO
1.556 €

Características comuns:

- Sem fios
- Controlo tátil para ligar/desligar e regular a intensidade
- Filtro laranja externo
- Elevada autonomia de utilização graças ao conjunto de 3 baterias



LUZES LED COM FIO



PVP 1.324 €

OFERTA
1.192 €

ORCHID

Intensidad luminosa: 80.000 lx
Peso do cabeçal de luz: 8 g
Dimensões do feixe de luz: 350 mm 80 mm



PVP 1.619 €

OFERTA
1.457 €

ORCHID-S

Intensidad luminosa: 220.000 lx
Peso do cabeçal de luz: 11 g
Dimensões do feixe de luz: 350 mm 60 mm
Filtro laranja externo



CÂMARA FLAMINGO

Partilhe a sua visão

Uma solução inovadora que integra uma câmara HD com luz (60K lux), compatível com todas as nossas lupas e com a maioria das lupas disponíveis no mercado. Proporciona uma excelente qualidade de imagem e funcionalidade para diversas aplicações médicas.



SUPER LEVE
(19 G)

Foi concebida para ser uma extensão ergonómica das suas lupas.



CÂMARA HD E LUZ INTEGRADA

Oferece uma imagem de alta qualidade, bem iluminada e sem sombras.



VIDEO FULL HD

Imagem em 1080p a 30 FPS, com cores vibrantes e excelente nível de pormenores e fluidez.



PVP 5.150 €

PROMOÇÃO
4.635 €

Elegante. Eficaz. Inconfundível.



TRANSMISSÃO EM DIRETO VIA WI-FI

Observa e documenta os teus procedimentos e cirurgias em tempo real enquanto trabalhas.



MOVIMENTO LIVRE

Apenas um cabo para a fonte de luz e a câmara, garantindo maior autonomia.



SOFTWARE ESPECIALIZADO

O software permite a edição de vídeo, incluindo a captura de ecrã em alta qualidade.

A PERFEIÇÃO ESTÁ NOS DETALHES

**Aumenta a precisão nos procedimentos
cirúrgicos, permitindo visualizar detalhes cruciais.**



T. +351 215 969 828

✉ bomdia@vittrea.com

www.vittrea.com