

CATÁLOGO

2026

V.O.1

IVA no incluido

 **Vittrea**

El poder de la magnificación

VÍTTREA MEDICAL



“

Nuestra misión es proporcionarte **óptica de alta calidad** para **potenciar la precisión** en tus diagnósticos, promover una **postura saludable y aliviar la tensión visual.**”

## EL CAMINO DE VÍTTREA

Formamos parte de IPG Dental Group, compañía con más de 15 años de trayectoria, conformada por los **mejores profesionales del sector.**

Nacimos al identificar en nuestros clientes la necesidad de ofrecer **productos personalizados con asesoramiento óptico adaptado.** Desde entonces, nuestra tecnología vanguardista acompaña la práctica clínica de miles de profesionales, brindándoles una **visión mejorada** y de **mayor seguridad en sus tratamientos**, así como una **mejora en sus hábitos posturales.**

 **Vittrea**  
El poder de la magnificación




Formamos parte  
de IPG Dental Group





## ¿POR QUÉ ERGONOMÍA Y MAGNIFICACIÓN?



PRECISIÓN

**Aumenta la capacidad de ver en detalle:**  
permite realizar diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos.



ERGONOMÍA  
POSTURAL

**Mejora los hábitos posturales:**  
aumenta el tamaño de la imagen permitiendo trabajar a una mayor distancia del paciente.




DETALLE

**Disminuye la tensión visual:**  
las imágenes de mayor tamaño reducen el esfuerzo que tienen que realizar nuestros ojos, ofreciendo una imagen mejorada y de alta resolución.

## ¿QUÉ LUPAS SON ADECUADAS PARA TI?

Nuestro equipo de **optometristas y especialistas de producto** realizan el estudio de **medidas individualizadas** en tu centro y te ayudan a seleccionar el aumento y el tipo de montura más adecuada.

**Todas nuestras lupas son personalizables:**



DISTANCIA  
INTERPUPILAR  
A MEDIDA



DISTANCIA  
DE TRABAJO  
PERSONALIZABLE



POSIBILIDAD  
PRESCRIPCIÓN  
OCULAR



# LUPAS ERGO V

3 aumentos en 1 sola lupa

Permiten alcanzar la máxima precisión en cada procedimiento clínico, siendo posible intercambiar fácilmente de un aumento a otro, sin cambiar la distancia de trabajo. Son muy ligeras y cómodas, incluso en su versión Pro.



Ergo V



Ergo V Pro

## Ergo V

### Magnificación

### Distancia de trabajo (mm)

### Campo de visión (mm)

### Profundidad de campo (mm)

 Montura incluida\*

3,8x

450 • 500 • 550

105 • 125 • 155

95 • 105 • 110

5,3x

450 • 500 • 550

68 • 76 • 84

72 • 80 • 88

7x

450 • 500 • 550

45 • 50 • 55

42 • 52 • 62

59 g

## Ergo V Pro

### Magnificación

### Distancia de trabajo (mm)

### Campo de visión (mm)

### Profundidad de campo (mm)

 Montura incluida\*

5,6x

450 • 500 • 550

65 • 75 • 85

70 • 78 • 86

7,4x

450 • 500 • 550

42 • 47 • 52

45 • 55 • 65

10x

450 • 500 • 550

30 • 35 • 40

35 • 43 • 50

63 g

\*Montura Blues





LIGERAS



ERGONÓMICAS



VERSATILIDAD  
INIGUALABLE



MÁXIMO  
CONFORT

SON LAS PRIMERAS LUPAS  
ERGO DEL MUNDO CON  
**MAGNIFICACIÓN VARIABLE**

LUPAS  
ERGO V

3.8X

5.3X

7X

PVP 5.747 €  
OFERTA

**5.173 €**

LUPAS  
ERGO V PRO

5.6X

7.4X

10X

PVP 6.304 €  
OFERTA

**5.673 €**



# LUPAS GALILEO

Tu visión más amplia que nunca

La solución perfecta para cubrir las principales necesidades en ampliación, para una adaptación natural y rápida. Idóneas para uso continuado.



PERSONALIZABLES




AMPLIO CAMPO  
DE VISIÓN



LIGERAS




ERGONÓMICAS



FÁCIL  
ADAPTACIÓN



Magnificación	Distancia de trabajo (mm)	Campo de visión (mm)	Profundidad de campo (mm)	 Montura incluida
2,5x	350 • 400 • 450	105 • 120 • 135	105 • 130 • 160	49 g
2,7x	350 • 400 • 450	90 • 100 • 110	90 • 110 • 135	41,5 g
3,2x	350 • 400 • 450	75 • 85 • 95	60 • 75 • 90	42 g



“

Todos los cirujanos que hacemos cirugía facial u oftalmólogos que nos dedicamos a la oculoplástica, plásticos, otorrinos, maxilofaciales, etc. vamos a notar un **aumento de nuestra calidad de vida en las cirugías**, sintiéndonos **más cómodos** y obteniendo **resultados mucho mejores**.

”



**Dr. César Hita**

OFTALMÓLOGO  
ESPECIALIZADO EN  
CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA  
Y MEDICINA ESTÉTICA

Usuario de Galileo 2.7X

**Dra. Alicia Galindo**  
ESPECIALISTA EN  
OCULOPLASTIA

Usuario de Ergo 3.2X



“

La combinación de las lupas con la luz permite **comodidad y precisión** durante las largas horas de cirugía.

”

Visita nuestra página web para conocer más testimonios de nuestros clientes



2.5X

PVP 1.648 €  
OFERTA  
**1.483 €**

2.7X

PVP 1.772 €  
OFERTA  
**1.594 €**

3.2X

PVP 1.895 €  
OFERTA  
**1.706 €**



### **Liberan tensiones**

Evitan la inclinación del cuello, liberándolo de tensiones.



### **Corrigen postura**

Permiten un posicionamiento adecuado de la columna vertebral.




### **Evitan molestias musculares**

Eliminan dolores de espalda y trastornos musculoesqueléticos.

## LUPAS ERGO

### La revolución postural

Las primeras lupas del mercado totalmente ergonómicas. Un diseño revolucionario que te permite visualizar sin inclinar el cuello y mantener tu espalda recta. Su extraordinaria ligereza y calidad óptica de primera te sorprenderán.

Magnificación	Distancia de trabajo (mm)	Campo de visión (mm)	Profundidad de campo (mm)	Montura incluida 
3x	450 • 500 • 550	110 • 130 • 155	95 • 105 • 115	50 g
4x	450 • 500 • 550	85 • 95 • 105	80 • 90 • 100	50,5 g
5x	450 • 500 • 550	70 • 78 • 86	70 • 80 • 90	52 g
6x	450 • 500 • 550	50 • 56 • 62	55 • 65 • 75	52 g
7,5x	450 • 500 • 550	40 • 45 • 50	40 • 50 • 60	53 g
10x	450 • 500 • 550	30 • 35 • 40	30 • 37 • 45	55 g



“

Mis pacientes lo notan:  
la calidad de la sutura mejora  
gracias a la magnificación.  
La diferencia está en los detalles

”



**Dr. Samuel Espías**  
CIRUGANO MAXILOFACIAL  
Y ESPECIALISTA  
EN BLEFAROPLASTIA  
Usuario de Ergo 4X

**Dr. Juan María Pardo**  
ESPECIALISTA EN  
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y  
TRAUMATOLOGÍA  
Usuario de Ergo 5X



“

He incorporado las lupas Ergo en todas  
mis cirugías, pero donde noto especialmente  
su gran aplicabilidad es en las **cirugías de  
nervio periférico y microcirugía**, donde  
es necesaria una **mayor exigencia**.

”

Visita nuestra página web para conocer más testimonios de nuestros clientes



LA GAMA DE AUMENTOS  
MÁS COMPLETA DEL  
MERCADO

**3X**

PVP 3.008 €—  
OFERTA  
**2.707 €**

**4X**

PVP 3.214 €—  
OFERTA  
**2.892 €**

**5X**

PVP 3.378 €—  
OFERTA  
**3.041 €**

**6X**

PVP 3.584 €—  
OFERTA  
**3.226 €**

**7.5X**

PVP 3.832 €—  
OFERTA  
**3.448 €**

**10X**

PVP 4.202 €—  
OFERTA  
**3.782 €**



# VISITA NUESTRO CONFIGURADOR DE LUPAS



Ofrece una variedad de opciones personalizables para que puedas seleccionar tu lupa ideal, adaptándose perfectamente a tu enfoque y estilo de trabajo.

[www.vittrea.com](http://www.vittrea.com)



## MONTURAS

La selección de la montura es tan importante como elegir la magnificación correcta.

✓ Duradera   ✓ Ligera   ✓ Cómoda   ✓ Resistente

### Soul



### Blues



✓ Titanio   ✓ Disponible en dos tamaños   ✓ Muy ligera   ✓ Unisex   ✓ Varilla elástica   ✓ Puente anatómico

### Jazz



### Indie



### Swing



*Si eres usuario de gafas tu graduación podrá incluirse tanto en la lente interna de la lupa como en la lente exterior. Consulta el precio según tu prescripción óptica.*

# SISTEMAS DE LUCES

Llega a los rincones más oscuros con las luces LED de Vítrea.



## MAXIMIZA EL RENDIMIENTO DE TU MAGNIFICACIÓN

- 1 Aumentan la definición de los detalles
- 2 Mejoran el contraste
- 3 Reproducen los colores de forma natural

Comprando tu lupa  
consigue un

# 30%

de descuento en tu  
sistema de iluminación

## LUZ LED INALÁMBRICA

### BUTTERFLY-EVO

**Intensidad de luz  
optimizada:** 35.000 lx  
**Peso:** 24 g

PVP 1.619 €

OFERTA

**1.457 €**

### BUTTERFLY-S EVO

**Intensidad de luz  
optimizada:** 55.000 lx  
**Peso:** 29,5 g

PVP 1.729 €

OFERTA

**1.556 €**

#### Características comunes:

- Inalámbrica
- Control táctil de encendido y regulación de intensidad
- Filtro naranja externo
- Alta autonomía de uso gracias a su pack de 3 baterías



## LUCES LED CON CABLE



PVP 1.324 €

OFERTA

**1.192 €**

### ORCHID

**Intensidad de luz:** 80.000 lx  
**Peso cabezal luz:** 8 g  
**Tamaño haz luz:** 350 mm 80 mm



PVP 1.619 €

OFERTA

**1.457 €**

### ORCHID-S

**Intensidad de luz:** 220.000 lx  
**Peso cabezal luz:** 11 g  
**Tamaño haz luz:** 350 mm 60 mm  
**Filtro naranja externo**





# CÁMARA FLAMINGO

Comparte tu visión

Una innovadora solución que integra una cámara HD con luz, compatible con todas nuestras lupas y la mayoría de lupas del mercado. Proporciona una excelente calidad de imagen y funcionalidad para diversas aplicaciones médicas.



**ULTRALIGERA**  
(19 G)

Ha sido diseñada para ser una extensión ergonómica de tus lupas.



**CÁMARA**  
**HD Y LUZ**  
**INTEGRADAS**

Proporciona una imagen de alta calidad, correctamente iluminada y sin sombra.



**VIDEO**  
**FULL HD**

Imagen de 1080p a 30 FPS con colores vivos y excelente detalle y fluidez.



PVP 5.150 €

OFERTA

**4.635 €**

**Elegante. Efectiva. Única.**



**TRANSMISIÓN**  
**WI-FI EN DIRECTO**

Observa y documenta tus procedimientos y cirugías a tiempo real mientras trabajas.



**MOVIMIENTO**  
**LIBRE**

Solo un cable para la fuente de luz y la cámara para una mayor autonomía.



**SOFTWARE**  
**DEDICADO**

El software permite la edición de video, incluyendo la captura de pantalla de alta calidad.



## MAGNIFICACIÓN Y ERGONOMÍA EN MEDICINA

80%

El 80% de profesionales de la salud sufren dolor de cuello y molestias lumbares con una prevalencia mucho más elevada que la población en general.



Las sillas ergonómicas son el mejor complemento de la magnificación para asegurar una postura ergonómica y saludable.

**Aún más  
ergonómicas**

## SILLAS AMAZONE Y JUMPER

**Ambos modelos, Amazone Balance y Jumper Balance, tienen movimiento balanceado para una postura saludable y dinámica.**

Te permiten trabajar en una posición erguida, correcta y ergonómica, reduciendo así el dolor de espalda, de hombros y la tensión cervical. Además, garantizan la libertad de movimiento y una postura que favorece tanto a una respiración regular como a una circulación sanguínea óptima, para dar más energía y ayudarte con la concentración.



Asiento con inclinación dinámica 360°, un mecanismo exclusivo de Score que sigue los movimientos naturales del cuerpo, previniendo posturas estáticas, las causantes de las principales molestias musculares y de daños en la columna vertebral.


Comprando tu lupa junto  
a una luz consigues un

**30%**

de descuento en la silla

ESCOGE TU MEDIDA  
DEL ASIENTO

AMAZONE 34CM



JUMPER 44CM



PVP 818 €

OFERTA

**736 €**





# SILLA ERGO SUPPORT

La postura más saludable y ergonómica de trabajar con tu sistema de magnificación.

La silla Ergo Support permite mantener una **postura ergonómica, evitando tensiones musculares en espalda, hombros y cuello.** Los innovadores reposabrazos se pueden girar ofreciendo un amplio soporte, lo que la convierte en el complemento perfecto en el uso de microscopios y lupas.

Comprando tu lupa junto a una luz consigues un

# 30%

de descuento en la silla

PVP 1.397 €

OFERTA

## 1.257 €

### SOPORTE LUMBAR COMPACTO

Respeto la curvatura natural de la espalda

### TAPICERÍA

Impermeable, resistente y antibacteriana

### AJUSTES SENCILLOS

En altura, ángulo del asiento y del respaldo

### ALTA MANIOBRABILIDAD

Base de aluminio resistente con ruedas grandes

### REPOSABRAZOS GIRATORIO

Cómodo soporte óptimo para tus brazos

### EXCLUSIVO ASIENTO ERGO SHAPE

Garantiza una postura ergonómica estable con un ángulo de la cadera abierto

### PEDAL PARA AJUSTAR ALTURA


Regula la altura sin usar las manos (opcional)



### PERSONALIZA TU SILLA IDEAL

- **Altura**
- **Color**
- **Tapicería Stamskin®:**

Tapicería antibacteriana y resistente. Disponible en una gama de atractivos colores.



K05



K89



K189



K85



K295



K292



K190



K258



K170



K294



K394



K196

# LA PERFECCIÓN ESTÁ EN LOS DETALLES

**Aumenta la precisión en procedimientos  
quirúrgicos, visualizando detalles cruciales**



T. +34 984 491 808

✉ [hola@vittrea.com](mailto:hola@vittrea.com)

[www.vittrea.com](http://www.vittrea.com)