

CATÁLOGO

2026


V.0.2

IVA no incluido

Vittrea

El poder de la magnificación

VÍTTREA MEDICAL



“ Nuestra misión es proporcionarte **óptica de alta calidad** para **potenciar la precisión** en tus diagnósticos, promover una **postura saludable y aliviar la tensión visual.** ”

EL CAMINO DE VÍTTREA

Formamos parte de IPG Dental Group, compañía con más de 15 años de trayectoria, conformada por los **mejores profesionales del sector.**

Nacimos al identificar en nuestros clientes la necesidad de ofrecer **productos personalizados con asesoramiento óptico adaptado.** Desde entonces, nuestra tecnología vanguardista acompaña la práctica clínica de miles de profesionales, brindándoles una **visión mejorada** y de **mayor seguridad en sus tratamientos,** así como una **mejora en sus hábitos posturales.**


El poder de la magnificación



Formamos parte de IPG Dental Group





¿POR QUÉ ERGONOMÍA Y MAGNIFICACIÓN?



PRECISIÓN

Aumenta la capacidad de ver en detalle:
permite realizar diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos.



ERGONOMÍA
POSTURAL

Mejora los hábitos posturales:
aumenta el tamaño de la imagen permitiendo trabajar a una mayor distancia del paciente.




DETALLE

Disminuye la tensión visual:
las imágenes de mayor tamaño reducen el esfuerzo que tienen que realizar nuestros ojos, ofreciendo una imagen mejorada y de alta resolución.

¿QUÉ LUPAS SON ADECUADAS PARA TI?

Nuestro equipo de **optometristas y especialistas de producto** realizan el estudio de **medidas individualizadas** en tu centro y te ayudan a seleccionar el aumento y el tipo de montura más adecuada.

Todas nuestras lupas son personalizables:




DISTANCIA
INTERPUPILAR
A MEDIDA



DISTANCIA
DE TRABAJO
PERSONALIZABLE




POSIBILIDAD
PRESCRIPCIÓN
OCULAR



LUPAS ERGO V

3 aumentos en 1 sola lupa

Permiten alcanzar la máxima precisión en cada procedimiento clínico, siendo posible intercambiar fácilmente de un aumento a otro, sin cambiar la distancia de trabajo. Son muy ligeras y cómodas, incluso en su versión Pro.



Ergo V				
Magnificación	Distancia de trabajo (mm)	Campo de visión (mm)	Profundidad de campo (mm)	Montura incluida*
3,8x	450 • 500 • 550	105 • 125 • 155	95 • 105 • 110	59 g
5,3x	450 • 500 • 550	68 • 76 • 84	72 • 80 • 88	
7x	450 • 500 • 550	45 • 50 • 55	42 • 52 • 62	
Ergo V Pro				
Magnificación	Distancia de trabajo (mm)	Campo de visión (mm)	Profundidad de campo (mm)	Montura incluida*
5,6x	450 • 500 • 550	65 • 75 • 85	70 • 78 • 86	63 g
7,4x	450 • 500 • 550	42 • 47 • 52	45 • 55 • 65	
10x	450 • 500 • 550	30 • 35 • 40	35 • 43 • 50	

*Montura Blues



LIGERAS



ERGONÓMICAS



VERSATILIDAD
INIGUALABLE



MÁXIMO
CONFORT

SON LAS PRIMERAS LUPAS
ERGO DEL MUNDO CON
MAGNIFICACIÓN VARIABLE

LUPAS
ERGO V

3.8X

5.3X

7X

PVP 5.747 €
OFERTA
5.173 €

LUPAS
ERGO V PRO

5.6X

7.4X

10X

PVP 6.304 €
OFERTA
5.673 €



LUPAS GALILEO

Tu visión más amplia que nunca

La solución perfecta para cubrir las principales necesidades en ampliación, para una adaptación natural y rápida. Idóneas para uso continuado.



PERSONALIZABLES



AMPLIO CAMPO DE VISIÓN



LIGERAS




ERGONÓMICAS



FÁCIL ADAPTACIÓN



Magnificación	Distancia de trabajo (mm)	Campo de visión (mm)	Profundidad de campo (mm)	Montura incluida 
2,5x	350 • 400 • 450	105 • 120 • 135	105 • 130 • 160	49 g
2,7x	350 • 400 • 450	90 • 100 • 110	90 • 110 • 135	41,5 g
3,2x	350 • 400 • 450	75 • 85 • 95	60 • 75 • 90	42 g



“

Todos los cirujanos que hacemos cirugía facial u oftalmólogos que nos dedicamos a la oculoplástica, plásticos, otorrinos, maxilofaciales, etc. vamos a notar un **aumento de nuestra calidad de vida en las cirugías**, sintiéndonos **más cómodos** y obteniendo **resultados mucho mejores**.

”



Dr. César Hita
OFTALMÓLOGO
ESPECIALIZADO EN
CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA
Y MEDICINA ESTÉTICA

Usuario de Galileo 2.7X

Dra. Alicia Galindo
ESPECIALISTA EN
OCULOPLASTIA
Usuario de Ergo 3.2X



“

La combinación de las lupas con la luz permite **comodidad y precisión** durante las largas horas de cirugía.

”

Visita nuestra página web para conocer más testimonios de nuestros clientes



2.5X

PVP 1.648 €
OFERTA
1.483 €

2.7X

PVP 1.772 €
OFERTA
1.594 €

3.2X

PVP 1.895 €
OFERTA
1.706 €



Liberan tensiones

Evitan la inclinación del cuello, liberándolo de tensiones.



Corrigen postura

Permiten un posicionamiento adecuado de la columna vertebral.




Evitan molestias musculares

Eliminan dolores de espalda y trastornos musculoesqueléticos.

LUPAS ERGO

La revolución postural

Las primeras lupas del mercado totalmente ergonómicas. Un diseño revolucionario que te permite visualizar sin inclinar el cuello y mantener tu espalda recta. Su extraordinaria ligereza y calidad óptica de primera te sorprenderán.

Magnificación	Distancia de trabajo (mm)	Campo de visión (mm)	Profundidad de campo (mm)	Montura incluida 
3x	450 • 500 • 550	110 • 130 • 155	95 • 105 • 115	50 g
4x	450 • 500 • 550	85 • 95 • 105	80 • 90 • 100	50,5 g
5x	450 • 500 • 550	70 • 78 • 86	70 • 80 • 90	52 g
6x	450 • 500 • 550	50 • 56 • 62	55 • 65 • 75	52 g
7,5x	450 • 500 • 550	40 • 45 • 50	40 • 50 • 60	53 g
10x	450 • 500 • 550	30 • 35 • 40	30 • 37 • 45	55 g

“

Mis pacientes lo notan:
la calidad de la sutura mejora
gracias a la magnificación.
La diferencia está en los detalles

”



Dr. Samuel Espías
CIRUGANO MAXILOFACIAL
Y ESPECIALISTA
EN BLEFAROPLASTIA
Usuario de Ergo 4X

Dr. Juan María Pardo
ESPECIALISTA EN
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y
TRAUMATOLOGÍA
Usuario de Ergo 5X



“

He incorporado las lupas Ergo en todas
mis cirugías, pero donde noto especialmente
su gran aplicabilidad es en las **cirugías de
nervio periférico y microcirugía**, donde
es necesaria una **mayor exigencia**.

”

Visita nuestra página web para conocer más testimonios de nuestros clientes



LA GAMA DE AUMENTOS
MÁS COMPLETA DEL
MERCADO

3X

PVP 3.008 €—
OFERTA
2.707 €

4X

PVP 3.214 €—
OFERTA
2.892 €

5X

PVP 3.378 €—
OFERTA
3.041 €

6X

PVP 3.584 €—
OFERTA
3.226 €

7.5X

PVP 3.832 €—
OFERTA
3.448 €

10X

PVP 4.202 €—
OFERTA
3.782 €



LUPAS KEPLER


Una nueva gama más amplia de aumentos en lupas prismáticas



Diseñadas para proporcionar una mayor precisión.
El sistema perfecto en procesos de máxima discriminación.




PERSONALIZABLES



ALTA
PRECISIÓN



LIGERAS



ADAPTACIÓN
GARANTIZADA



3.8X

PVP 2.940 €
OFERTA
2.646 €

4.8X


PVP 3.140 €
OFERTA
2.826 €

5.8X

PVP 3.340 €
OFERTA
3.006 €

7.2X

PVP 4.040 €
OFERTA
3.636 €

Magnificación	Distancia de trabajo (mm)	Campo de visión (mm)	Profundidad de campo (mm)	Montura incluida 
3,8x	400 • 450 • 500	80 • 90 • 100	75 • 84 • 95	50 g
4,8x	400 • 450 • 500	62 • 70 • 78	60 • 70 • 80	51 g
5,8x	400 • 450 • 500	50 • 56 • 62	45 • 55 • 65	50 g
7,2x	400 • 450 • 500	35 • 40 • 45	40 • 50 • 60	52 g

VISITA NUESTRO CONFIGURADOR DE LUPAS



Ofrece una variedad de opciones personalizables para que puedas seleccionar tu lupa ideal, adaptándose perfectamente a tu enfoque y estilo de trabajo.

www.vittrea.com



MONTURAS

La selección de la montura es tan importante como elegir la magnificación correcta.

✓ Duradera ✓ Ligera ✓ Cómoda ✓ Resistente

Soul



Blues



✓ Titanio ✓ Disponible en dos tamaños ✓ Muy ligera ✓ Unisex ✓ Varilla elástica ✓ Puente anatómico

Jazz



Indie



Swing



Si eres usuario de gafas tu graduación podrá incluirse tanto en la lente interna de la lupa como en la lente exterior. Consulta el precio según tu prescripción óptica.

SISTEMAS DE LUCES

Llega a los rincones más oscuros con las luces LED de Vítrea.



MAXIMIZA EL RENDIMIENTO DE TU MAGNIFICACIÓN

- 1 Aumentan la definición de los detalles
- 2 Mejoran el contraste
- 3 Reproducen los colores de forma natural

Comprando tu lupa
consigue un
30%
de descuento en tu
sistema de iluminación

LUZ LED INALÁMBRICA

BUTTERFLY-EVO

**Intensidad de luz
optimizada:** 35.000 lx
Peso: 24 g

PVP 1.619 €

OFERTA
1.457 €

BUTTERFLY-S EVO

**Intensidad de luz
optimizada:** 55.000 lx
Peso: 29,5 g

PVP 1.729 €

OFERTA
1.556 €

Características comunes:

- Inalámbrica
- Control táctil de encendido y regulación de intensidad
- Filtro naranja externo
- Alta autonomía de uso gracias a su pack de 3 baterías



LUCES LED CON CABLE



PVP 1.324 €

OFERTA
1.192 €

ORCHID

Intensidad de luz: 80.000 lx
Peso cabezal luz: 8 g
Tamaño haz luz: 350 mm 80 mm



PVP 1.619 €

OFERTA
1.457 €

ORCHID-S

Intensidad de luz: 220.000 lx
Peso cabezal luz: 11 g
Tamaño haz luz: 350 mm 60 mm
Filtro naranja externo



CÁMARA FLAMINGO

Comparte tu visión

Una innovadora solución que integra una cámara HD con luz, compatible con todas nuestras lupas y la mayoría de lupas del mercado. Proporciona una excelente calidad de imagen y funcionalidad para diversas aplicaciones médicas.



ULTRALIGERA
(19 G)

Ha sido diseñada para ser una extensión ergonómica de tus lupas.



CÁMARA
HD Y LUZ
INTEGRADAS

Proporciona una imagen de alta calidad, correctamente iluminada y sin sombra.



VIDEO
FULL HD

Imagen de 1080p a 30 FPS con colores vivos y excelente detalle y fluidez.



PVP 5.150 €

OFERTA

4.635 €

Elegante. Efectiva. Única.



TRANSMISIÓN
WI-FI EN DIRECTO

Observa y documenta tus procedimientos y cirugías a tiempo real mientras trabajas.



MOVIMIENTO
LIBRE

Solo un cable para la fuente de luz y la cámara para una mayor autonomía.



SOFTWARE
DEDICADO

El software permite la edición de video, incluyendo la captura de pantalla de alta calidad.



Grabación de voz

En tiempo real, sin usar las manos y sin interrupciones.



Mando a distancia

Controla la grabación de forma remota sin perder la concentración.



Edición con IA

Convierte al instante vídeos en momentos para compartir.

NOVEDAD



MAGNIFICACIÓN Y ERGONOMÍA EN MEDICINA

80%

El 80% de profesionales de la salud sufren dolor de cuello y molestias lumbares con una prevalencia mucho más elevada que la población en general.

Las sillas ergonómicas son el mejor complemento de la magnificación para asegurar una postura ergonómica y saludable.

Aún más ergonómicas

SILLAS AMAZONE Y JUMPER

Ambos modelos, Amazone Balance y Jumper Balance, tienen movimiento balanceado para una postura saludable y dinámica.

Te permiten trabajar en una posición erguida, correcta y ergonómica, reduciendo así el dolor de espalda, de hombros y la tensión cervical. Además, garantizan la libertad de movimiento y una postura que favorece tanto a una respiración regular como a una circulación sanguínea óptima, para dar más energía y ayudarte con la concentración.



Asiento con inclinación dinámica 360°, un mecanismo exclusivo de Score que sigue los movimientos naturales del cuerpo, previniendo posturas estáticas, las causantes de las principales molestias musculares y de daños en la columna vertebral.

Comprando tu lupa junto a una luz consigues un

30%

de descuento en la silla

ESCOGE TU MEDIDA DEL ASIENTO

AMAZONE 34CM



JUMPER 44CM



PVP 818 €

OFERTA

736 €





SILLA ERGO SUPPORT

La postura más saludable y ergonómica de trabajar con tu sistema de magnificación.

La silla Ergo Support permite mantener una **postura ergonómica, evitando tensiones musculares en espalda, hombros y cuello.** Los innovadores reposabrazos se pueden girar ofreciendo un amplio soporte, lo que la convierte en el complemento perfecto en el uso de microscopios y lupas.

Comprando tu lupa junto a una luz consigues un

30%

de descuento en la silla

PVP 1.397 €

OFERTA

1.257 €

SOPORTE LUMBAR COMPACTO

Respecta la curvatura natural de la espalda

TAPICERÍA

Impermeable, resistente y antibacteriana

AJUSTES SENCILLOS

En altura, ángulo del asiento y del respaldo

ALTA MANIOBRABILIDAD

Base de aluminio resistente con ruedas grandes



REPOSABRAZOS GIRATORIO

Cómodo soporte óptimo para tus brazos

EXCLUSIVO ASIENTO ERGO SHAPE

Garantiza una postura ergonómica estable con un ángulo de la cadera abierto

PEDAL PARA AJUSTAR ALTURA

Regula la altura sin usar las manos (opcional)

PERSONALIZA TU SILLA IDEAL

- **Altura**
- **Color**
- **Tapicería Stamskin®:**

Tapicería antibacteriana y resistente. Disponible en una gama de atractivos colores.



NUEVOS COLORES DISPONIBLES

Consulta el listado completo en la web de Vittrea

LA PERFECCIÓN ESTÁ EN LOS DETALLES

**Aumenta la precisión en procedimientos
quirúrgicos, visualizando detalles cruciales**



T. +34 984 491 808

✉ hola@vittrea.com

www.vittrea.com