



ZARC

BlueShaper PRO[®]


Dos tratamientos térmicos en una sola lima



DualWire[®]


Flexibilidad y corte excepcionales

BlueShaper PRO® es el primer sistema en el mundo que combina dos tratamientos térmicos en una misma lima, gracias a la **tecnología DualWire®**.




Dr. José Aranguren

Una lima mucho más versátil, corte, penetración y flexibilidad en un solo instrumento.




Dr. Arman Gazi

Combinar flexibilidad y eficiencia de corte es una necesidad increíble en nuestra preparación de conductos. Mis tratamientos ahora son más seguros y fáciles gracias a DualWire®.



Dr. Carlos Franco

Con las limas BlueShaper PRO®, la progresión en el conducto se vuelve más rápida y se siente una mayor sensación de seguridad en cuanto a la resistencia de la punta.



La tecnología **DualWire®**, desarrollada por Zarc, permite una **mayor versatilidad** en el instrumento, ofreciendo una **punta cortante** y manteniendo la **misma flexibilidad** de la clásica BlueShaper®.

BlueShaper PRO®

La eficiencia de la nueva aleación

Gracias al **doble tratamiento térmico** del **BlueShaper PRO®**, permite una preparación del conducto más **precisa y eficaz**.

Cuenta con una **punta más cortante** que se ve **potenciada** por los **3 mm dorados**.



DualWire®

Tecnología DualWire®

Primer sistema de limas que logra incorporar 2 tratamientos térmicos en una misma lima, patentado por Zarc4Endo.

Diseñado para la endodoncia de vanguardia

BlueShaper PRO® ha sido específicamente diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales de la endodoncia, brindando una **herramienta de última generación**.

Durabilidad y rendimiento excepcionales

Ha sido fabricado con **materiales de alta calidad** y sometido a **rigurosos estándares** de fabricación.

Ofrece un rendimiento excepcional gracias a su **mayor capacidad de penetración** en los conductos, aumento de la **resistencia al estrés torsional** y mejora en la **eficacia de corte**, manteniendo la alta flexibilidad de BlueShaper®.

BlueShaper PRO®

Eleva la calidad del tratamiento endodóntico



Punta más cortante



Gran poder de torsión



Resistente a la fatiga cíclica



Máxima flexibilidad

	TAPER	Ø
Z1	10-2%	0,14
Z2	10-2%	0,17
Z3	5-6%	0,19
Z4	5-6%	0,25

BlueShaper PRO®

La familia BlueShaper PRO® consta de 8 instrumentos para que el especialista pueda elegir la secuencia que mejor se adapte a cada caso clínico:

Secuencia básica:

Z1, Z2, Z3 y Z4

Secuencia completa:

ZX, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 y Z7

Disponibles también por separado:

ZX, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 y Z7

BlueShaper PRO®

Fácil incorporación en la rutina clínica

BlueShaper PRO® se integra de manera fluida en la rutina clínica de los odontólogos, proporcionando un **manejo sencillo y resultados consistentes**.

- Exclusiva tecnología **DualWire®**.
- Único sistema con **dos tratamientos térmicos** en una sola lima.
- **Mayor versatilidad**, aumentado la eficacia de corte, la resistencia al estrés torsional y penetración de los conductos.
- **Resistencia** a la fatiga cíclica.

En Zarc, somos **líderes en innovación**

Referencias del sistema

BlueShaper PRO® ZX 19 mm

ZBS19PROZX ZX 19 mm (6 uds.) estériles

BlueShaper PRO® 21 mm

ZBS21ZPRO1 Z1 21 mm (6 uds.) estériles
ZBS21ZPRO2 Z2 21 mm (6 uds.) estériles
ZBS21ZPRO3 Z3 21 mm (6 uds.) estériles
ZBS21ZPRO4 Z4 21 mm (6 uds.) estériles
ZBS21ZPRO5 Z5 21 mm (6 uds.) estériles
ZBS21ZPRO6 Z6 21 mm (6 uds.) estériles
ZBS21ZPRO7 Z7 21 mm (6 uds.) estériles
ZBS21APROS ZXS-Z5 21 mm (6 uds.) estériles
ZBS21APRO4 Z1-Z4 21 mm (4 uds.) estériles

BlueShaper PRO® 25 mm

ZBS25ZPRO1 Z1 25 mm (6 uds.) estériles
ZBS25ZPRO2 Z2 25 mm (6 uds.) estériles
ZBS25ZPRO3 Z3 25 mm (6 uds.) estériles
ZBS25ZPRO4 Z4 25 mm (6 uds.) estériles
ZBS25ZPRO5 Z5 25 mm (6 uds.) estériles
ZBS25ZPRO6 Z6 25 mm (6 uds.) estériles
ZBS25ZPRO7 Z7 25 mm (6 uds.) estériles
ZBS25APROS ZXS-Z5 25 mm (6 uds.) estériles
ZBS25APRO4 Z1-Z4 25 mm (4 uds.) estériles

BlueShaper PRO® 31 mm

ZBS31ZPRO1 Z1 31 mm (6 uds.) estériles
ZBS31ZPRO2 Z2 31 mm (6 uds.) estériles
ZBS31ZPRO3 Z3 31 mm (6 uds.) estériles
ZBS31ZPRO4 Z4 31 mm (6 uds.) estériles
ZBS31ZPRO5 Z5 31 mm (6 uds.) estériles
ZBS31ZPRO6 Z6 31 mm (6 uds.) estériles
ZBS31ZPRO7 Z7 31 mm (6 uds.) estériles
ZBS31APROS ZXS-Z5 31 mm (6 uds.) estériles
ZBS31APRO4 Z1-Z4 31 mm (4 uds.) estériles

Gutaperchas

GP-144 Gutapercha Z3 (60 uds.)
GP-145 Gutapercha Z4 (60 uds.)
GP-146 Gutapercha Z5 (60 uds.)
GP-147 Gutapercha Z6 (60 uds.)
GP-148 Gutapercha Z7 (60 uds.)

Puntas de papel estériles

SCPP-144 Puntas de papel estériles Z3 (180 uds.)
SCPP-145 Puntas de papel estériles Z4 (180 uds.)
SCPP-146 Puntas de papel estériles Z5 (180 uds.)
SCPP-147 Puntas de papel estériles Z6 (180 uds.)
SCPP-148 Puntas de papel estériles Z7 (180 uds.)

Las gutaperchas y puntas de papel de BlueShaper PRO® son parte integral de la línea BlueShaper®.

hola@zarc4endo.com
www.zarc4endo.com



ZARC