

LUPAS ERGO V

Ergonomía se une a versatilidad

Son las primeras lupas Ergo del mundo con magnificación variable. Permite alcanzar la máxima precisión en cada procedimiento clínico, siendo posible intercambiar fácilmente de un aumento a otro, sin cambiar la distancia de trabajo. Es muy ligera y cómoda, incluso en su versión Pro.



LIGERAS



ERGONÓMICAS



VERSATILIDAD
INIGUALABLE



MÁXIMO
CONFORT



Aleación ligera
de aluminio

Prisma
ergonómico

Compatible con todas
las monturas de Vittrea

admetec

Lentes FUJITOK®
fabricante líder mundial

Una innovación de **admetec**


Todas nuestras lupas se diseñan según las características individuales de cada profesional, en base al estudio ergonómico y de medidas ópticas realizadas por un equipo experto, según los protocolos desarrollados por Vittrea.

*Las lentes FUJITOK, son utilizadas en instrumentos ópticos, cámaras digitales, microscopios, aparatos astronómicos y aplicaciones médicas para algunas de las empresas más grandes del mundo, incluida Hoya, Canon, Olympus, Nikon y Sony.


LUPAS ERGO V

Ergonomía se une a versatilidad

Ergo V

Magnificación	Distancia de trabajo (mm)	Campo de visión (mm)	Profundidad de campo (mm)	Montura incluida*
3,8x	450 • 500 • 550	105 • 125 • 155	95 • 105 • 110	 Montura incluida*
5,3x	450 • 500 • 550	68 • 76 • 84	72 • 80 • 88	
7x	450 • 500 • 550	45 • 50 • 55	42 • 52 • 62	

Ergo V Pro

Magnificación	Distancia de trabajo (mm)	Campo de visión (mm)	Profundidad de campo (mm)	Montura incluida*
5,6x	450 • 500 • 550	65 • 75 • 85	70 • 78 • 86	 Montura incluida*
7,4x	450 • 500 • 550	42 • 47 • 52	45 • 55 • 65	
10x	450 • 500 • 550	30 • 35 • 40	35 • 43 • 50	

*Montura Blues



Diseño, funcionalidad y ergonomía

- Manejabilidad en los cambios de aumento.
- Sin pérdida de enfoque en los cambios.
- Sin modificación de la distancia de trabajo.