

LUPAS ERGO V

Ergonomia alia-se à versatilidade

São as primeiras lupas Ergo do mundo com magnificação variável. Permitem alcançar a máxima precisão em cada procedimento clínico, sendo possível alternar facilmente de um aumento para outro, sem alterar a distância de trabalho. São muito leves e confortáveis, mesmo na sua versão Pro.



LEVES



ERGONÓMICAS



VERSATILIDADE
INIGUALÁVEL



MÁXIMO
CONFORTO



Liga leve
de alumínio

Prisma
ergonómico

Compatível com todas
as armações da Vittrea

admetec

Lentes FUJITOK®
fabricante líder mundial

Uma inovação da Admeted **admetec**

Todas as nossas lupas são concebidas de acordo com as características individuais de cada profissional, com base no estudo ergonómico e nas medições ópticas realizadas por uma equipa especializada, segundo os protocolos desenvolvidos pela Vittrea.

*As lentes FUJITOK são utilizadas em instrumentos ópticos, câmaras digitais, microscópios, aparelhos astronómicos e aplicações médicas para algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Hoya, Canon, Olympus, Nikon e Sony.

LUPAS ERGO V

Ergonomia alia-se à versatilidade

Ergo V

Magnificação	Distância de trabalho (mm)	Campo de visão (mm)	Profundidade de campo (mm)	Armação incluída*
3,8x	450 • 500 • 550	105 • 125 • 155	95 • 105 • 110	59 g
5,3x	450 • 500 • 550	68 • 76 • 84	72 • 80 • 88	
7x	450 • 500 • 550	45 • 50 • 55	42 • 52 • 62	

Ergo V Pro

Magnificação	Distância de trabalho (mm)	Campo de visão (mm)	Profundidade de campo (mm)	Armação incluída*
5,6x	450 • 500 • 550	65 • 75 • 85	70 • 78 • 86	63 g
7,4x	450 • 500 • 550	42 • 47 • 52	45 • 55 • 65	
10x	450 • 500 • 550	30 • 35 • 40	35 • 43 • 50	

*Armação Blues



Design, funcionalidade e ergonomia

- Manobrabilidade nas mudanças de ampliação.
 - Sem perda de foco nas mudanças.
 - Sem alteração da distância de trabalho.