

ZARC

# zDown y zUp

SISTEMA DE OBTURACIÓN



DE ODONTÓLOGOS  
PARA ODONTÓLOGOS

# zDown

## Condensación vertical



### TEMPERATURA

Rango de temperatura 90 °C - 250 °C con 5 programas de memoria para personalizar la temperatura y el tiempo de corte según el material de obturación utilizado.



### BATERÍA DURADERA

Batería de litio 2600 mAh muy duradera que permite utilizar el dispositivo incluso cuando está conectado al suministro eléctrico.



### ERGONÓMICO

Dispositivo diseñado para encender/apagar en cualquier ángulo 360° con un agarre cómodo y ligero.



### CONTROL DE CALOR

Calienta y enfría rápidamente. Más control y seguridad en los tratamientos.



### PLUGGERS

Cuenta con pluggers intercambiables de diferentes tamaños para una adaptación perfecta a la anatomía de los conductos.



### ANILLO DE ACTIVACIÓN 360°

Para poder activarlo en cualquier ángulo. Facilidad de uso en todas las situaciones.

**0,5**  
segundos

Solo necesita 0,5 segundos para alcanzar los 250 °C.

**2**  
segundos

Enfría en 2 segundos para evitar riesgos innecesarios.

**2**  
horas

Una carga completa se realiza en 2 horas.

**4**  
horas

Permite 4 horas de trabajo continuo a 250 °C.



### Pluggers disponibles



**Pequeño (negro)**  
40/0.025



**Mediano (amarillo)**  
50/0.05



**Grande (azul)**  
60/0.06



DE ODONTÓLOGOS  
PARA ODONTÓLOGOS



## Obturación termoplástica tridimensional



### AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA

Amplio rango de temperatura que parte de los 90 °C hasta los 250 °C. Cuenta con 5 programas de memoria para personalizar la temperatura y el tiempo de corte según el material de obturación utilizado.



### AJUSTE DE TEMPERATURA Y VELOCIDAD

Está dotado de una pantalla que permite realizar ajustes de temperatura y velocidad de exclusión (regulable por el operador).



### PUNTAS REUTILIZABLES

Las puntas sirven para varios usos cambiando solamente el pelet de gutapercha. La manera más simple y económica para expulsar gutapercha termoplástica.



### POSIBILIDAD DE USO MIENTRAS SE CARGA



### BATERÍA POTENTE

Batería de litio de alta eficiencia 2600 mAh. Gracias a su potencia consigue calentar la gutapercha con rapidez.



**Flujo consistente de gutapercha** para una obturación homogénea.



Puntas **intercambiables, moldeables y ergonómicas.**



**Elimina la fatiga** de la mano gracias a su diseño ergonómico.

## Puntas disponibles

Punta	Calibre
Punta plata 	23G o 25G
Punta cobre 	23G o 25G



**zDown** y **zUp**

## LA OBTURACIÓN DEFINITIVA

El sistema más eficaz  
y completo del mercado



### Referencias de Z-Down

Sistema de obturación Z-Down **6380025**

Kit de obturación Z-Down + Z-Up **63800012K**

Plugger small (40/0.025) **6351058**

Plugger medium (50/0.05) **6351059**

Plugger large (60/0.06) **6351060**



### Referencias de Z-Up

Sistema de obturación Z-Up **6380117**

Kit de obturación Z-Down + Z-Up **63800012K**

Punta de plata completa 23G para Z-Up **6351207 + 6351209**

Punta de plata completa 25G para Z-Up **6351207 + 6351208**

Punta de cobre multitorsión 23G para Z-Up (2 uds.) **6351217**

Punta de cobre multitorsión 25G para Z-Up (2 uds.) **6351216**

Pellets de gutapercha para Z-Up **6344003**